

GETS Medaillon R/5006

Bedienungsanleitung



1. Druckknopf
2. LED-Anzeige
3. Reed-Schalter (Detektion durch Magnet)

Rufauslösung

Drücken Sie einmal den Druckknopf, um einen Ruf auszulösen. Die LED-Anzeige leuchtet kurz auf und gibt Rückmeldung, ob der Ruf abgesetzt wurde (grün) oder nicht (rot).

Quittierung

Drücken Sie für die Rufquittierung dreimal schnell den Druckknopf oder halten Sie den Magneten mindestens eine Sekunde an den Magnetkontakt. War die Quittierung erfolgreich, dann leuchtet die LED-Anzeige grün auf.

Einschalten

1. Einmal Druckknopf drücken > die LED-Anzeige leuchtet weiss auf.
2. Zweimal Druckknopf drücken > die LED-Anzeige leuchtet zweimal blau auf.
3. Die LED-Anzeige blinkt violett.

Bei nicht erfolgreichem Einschalten muss 10 Sekunden gewartet werden.

Ausschalten

1. Druckknopf 10 Sekunden gedrückt halten.
2. Die LED-Anzeige pulsiert rot.
3. Sobald die LED-Anzeige durchgehend rot leuchtet, halten Sie sofort einen Magnet auf den Magnetkontakt.
4. Die LED-Anzeige leuchtet violett auf.

Batteriewechsel

Bitte beachten Sie, dass Sie eine Batterie mit der Mindeststromstärke von 20mA verwenden. Ansonsten schaltet das Medaillon selbständig aus. Wir empfehlen die Duracell C2032 Lithium 3 V Batterie einzusetzen.



Schritt 1

Schalten Sie das Medaillon aus. Öffnen Sie den Batteriedeckel mit Hilfe des dazu bereitgestellten Werkzeuges



Schritt 2

Entnehmen Sie die Batterie

Schritt 3

Korrigieren Sie die Platzierung des O-Rings falls notwendig und setzen Sie die neue Batterie mit dem Minuspol gegen die Leiterplatte ein.



Schritt 4

Schliessen Sie den Deckel mit Hilfe des dazu bereitgestellten Werkzeugs und schalten Sie das Medaillon wieder ein.

Masse (LxBxT)	45x30x15mm
Gewicht	15g
Reichweite drinnen/draussen	25-30 / 100m
Stromverbrauch (max.)	30mA
Spannung	3 V DC
Autonomie ²	18 Monate
Material	PC + ABS
IP Schutzindex	IP44
Send- / Empfangsleistung	25mW und 12 dbm